



dentoflex.inp  
sistema de implantes

**CATÁLOGO DE PRODUTOS**  
2023




# Solid

Definitivo

## DIÂMETRO | COMPRIMENTO

| DIÂMETRO | COMPRIMENTO      |                  |                  |
|----------|------------------|------------------|------------------|
| Ø 2,60   | 10,0 mm<br>57370 | 13,0 mm<br>57371 | 15,0 mm<br>57470 |



## CHAVE DE INSTALAÇÃO DO IMPLANTE

55154

✓ Chave torquímetro  
média 2,50 mm  
para O'ring



## CARACTERÍSTICAS:

Indicado para reabilitação de pequenos  
espaços protéticos unitários

Indicado para retenção de próteses  
fixas sobre implantes

Inserção facilitada: uso de somente  
uma fresa de 1,8 mm para o preparo  
ósseo

Ápice cortante

## MUNHÃO RETO PRÓTESE CIMENTADA



58245

✓ Produzido em Titânio

## MUNHÃO ANGULADO PRÓTESE CIMENTADA



58244

✓ Produzido em Titânio

✓ Disponível em 15°



## CÁPSULA METÁLICA

✓ Produzido em Titânio

58279


## ARRUELA ESPAÇADORA



✓ Produzido em Poliacetal  
c/10 unidades

55341

# Kit Protético



Por que é preferível ter um kit único que instala todos os modelos e marcas de componentes protéticos?

- Garante a eficiência
- Prioriza funcionalidade
- Praticidade
- Simplicidade
- Alta qualidade
- Peças versáteis
- Evita volume

55941  
KIT PROTÉTICO

59239  
ESTOJO KIT PROTÉTICO

## COMPONENTES

| Cod.  | Descrição                                       | Qtd. |
|-------|-------------------------------------------------|------|
| 01409 | CABO PARA PONTA DE CHAVE TORQUE                 | 1    |
| 08877 | CHAVE DE TORQUE                                 | 1    |
| 01394 | PONTA COIFA P/ CHAVE DE TORQUE HEX 2,7          | 1    |
| 59573 | PONTA DIGITAL P/ CHAVE TORQUE HEX 1,60MM CURTA  | 1    |
| 59542 | PONTA DIGITAL P/ CHAVE TORQUE HEX. 1,60MM LONGA | 1    |
| 01395 | PONTA DIGITAL P/ CHAVE TORQUE HEXAGONAL CURTA   | 1    |
| 01397 | PONTA DIGITAL P/ CHAVE TORQUE HEXAGONAL LONGA   | 1    |
| 01396 | PONTA DIGITAL P/ CHAVE TORQUE QUADRADA CURTA    | 1    |
| 01398 | PONTA DIGITAL P/ CHAVE TORQUE QUADRADA LONGA    | 1    |
| 01407 | PONTA ESFERICA P/ CHAVE DE TORQUE (Hex.2,0)     | 1    |
| 55154 | PONTA PARA CHAVE DE TORQUE HEX. 2,5             | 1    |

## CHAVES



01409



CABO PARA PONTA DE CHAVE TORQUE

01407



PONTA ESFÉRICA P/ CHAVE DE TORQUE (HEX.2,0)

55154



PONTA PARA CHAVE DE TORQUE (HEX. 2,5)

01394



PONTA COIFA P/ CHAVE DE TORQUE (HEX 2,7)

01395



PONTA DIGITAL P/ CHAVE TORQUE HEXAGONAL CURTA

01397



PONTA DIGITAL P/ CHAVE TORQUE HEXAGONAL LONGA

59573



PONTA DIGITAL P/ CHAVE TORQUE HEX 1,60MM CURTA

59542



PONTA DIGITAL P/ CHAVE TORQUE HEX. 1,60MM LONGA

01396




PONTA DIGITAL P/ CHAVE TORQUE QUADRADA CURTA

01398



PONTA DIGITAL P/ CHAVE TORQUE QUADRADA LONGA

# Kit Tela



55049  
KIT TELA

06515  
ESTOJO KIT TELA

## CARACTERÍSTICAS:

| Cod.  | Descrição                           | Qtd.     |
|-------|-------------------------------------|----------|
| 07096 | PARAFUSO FIXADOR 1,6 X 6,0          | Opcional |
| 07089 | PARAFUSO FIXADOR 1,6 X 8,0          | Opcional |
| 07092 | PARAFUSO FIXADOR 1,6 X 10,0         | Opcional |
| 07095 | PARAFUSO FIXADOR 1,6 X 12,0         | Opcional |
| 07098 | PARAFUSO FIXADOR 1,6 X 14,0         | Opcional |
| 07132 | PARAFUSO FIXADOR 2,0 X 6,0          | Opcional |
| 07136 | PARAFUSO FIXADOR 2,0 X 8,0          | Opcional |
| 07140 | PARAFUSO FIXADOR 2,0 X 10,0         | Opcional |
| 07144 | PARAFUSO FIXADOR 2,0 X 12,0         | Opcional |
| 07148 | PARAFUSO FIXADOR 2,0 X 14,0         | Opcional |
| 54027 | TELA PARA ENXERTO 50 X 35 VAO 1,4 S | Opcional |
| 02641 | TELA PARA ENXERTO 60 X 40 VAO 2,5   | Opcional |
| 02642 | TELA PARA ENXERTO 60 X 40 VAO 3,2   | Opcional |
| 01362 | HASTE 1,6                           | Opcional |
| 01373 | HASTE 2,0                           | Opcional |
| 01391 | CHAVE INTERCAMBIÁVEL                | Opcional |
| 01337 | LANÇA 1,2                           | Opcional |
| 01340 | LANÇA 1,8                           | Opcional |

## HASTES

01362  
  
HASTE 1,6

01373  
  
HASTE 2,0

## FRESAS

01337  
  
FRESA LANÇA 1,2

01340  
  
FRESA LANÇA 1,8

## CHAVE

01391




CHAVE INTERCAMBIÁVEL

## PARAFUSOS

PARAFUSO FIXADOR 1.6






PARAFUSO FIXADOR 2.0



| Cod.  | Descrição                   |
|-------|-----------------------------|
| 07096 | PARAFUSO FIXADOR 1.6 X 6,0  |
| 07089 | PARAFUSO FIXADOR 1.6 X 8,0  |
| 07092 | PARAFUSO FIXADOR 1.6 X 10,0 |
| 07095 | PARAFUSO FIXADOR 1.6 X 12,0 |
| 07098 | PARAFUSO FIXADOR 1.6 X 14,0 |
| 07132 | PARAFUSO FIXADOR 2.0 X 6,0  |
| 07136 | PARAFUSO FIXADOR 2.0 X 8,0  |
| 07140 | PARAFUSO FIXADOR 2.0 X 10,0 |
| 07144 | PARAFUSO FIXADOR 2.0 X 12,0 |
| 07148 | PARAFUSO FIXADOR 2.0 X 14,0 |


## TELA PARA ENXERTO



| Cod.  | Descrição                           |
|-------|-------------------------------------|
| 54027 | TELA PARA ENXERTO 50 X 35 VAO 1,4 S |
| 02641 | TELA PARA ENXERTO 60 X 40 VAO 2,5   |
| 02642 | TELA PARA ENXERTO 60 X 40 VAO 3,2   |

# Kit Expansor

## CARACTERÍSTICAS:



55047

KIT EXPANSOR

55331

ESTOJO KIT EXPANSOR

| Cod.  | Descrição                          | Qtd. |
|-------|------------------------------------|------|
| 01415 | CHAVE MONTADORA PARA CONTRA ÂNGULO | 1    |
| 01419 | EXPANSOR LAMINADOR CÔNICO 2,2      | 1    |
| 01420 | EXPANSOR LAMINADOR CÔNICO 2,6      | 1    |
| 01421 | EXPANSOR LAMINADOR CÔNICO 2,9      | 1    |
| 01422 | EXPANSOR LAMINADOR CÔNICO 3,2      | 1    |
| 01423 | EXPANSOR LAMINADOR CÔNICO 3,7      | 1    |
| 01424 | EXPANSOR LAMINADOR CÔNICO 4,7      | 1    |
| 01425 | EXPANSOR LAMINADOR CÔNICO 5,4      | 1    |

## COMPONENTES

01415



CHAVE MONTADORA PARA CONTRA ÂNGULO

01419



EXPANSOR LAMINADOR CÔNICO 2,2

01420



EXPANSOR LAMINADOR CÔNICO 2,6

01421



EXPANSOR LAMINADOR CÔNICO 2,9

01422



EXPANSOR LAMINADOR CÔNICO 3,2

01423



EXPANSOR LAMINADOR CÔNICO 3,7

01424



EXPANSOR LAMINADOR CÔNICO 4,7

01425



EXPANSOR LAMINADOR CÔNICO 5,4



🌐 [dentoflex.com.br](http://dentoflex.com.br)

✉ [sac@inp-dentoflex.com](mailto:sac@inp-dentoflex.com)

☎ Tel.: 55 11 2083 - 4130

📞 WhatsApp: +55 11 99589-8239

🌐 @dentoflexbrasil    📷 @dentoflex.official